

Chariot Type : URGENCE HPP

Tiroir n°1	Protocoles, feuilles de surveillance, cahier transfusionnel, demande d'examen biologiques, cahier de prescriptions de produits sanguins, feuille de traçabilité, feuille d'anesthésie, feuille de surveillance HPP
Tiroir n°2	1 pousse seringue, 4 seringues de 50 cc pour PSE, 4 prolongateurs, 4 valves anti-retour, 10 trocarts roses, 10 flacons sérum physio 10 ml, 2 flacons sérum physio 100 cc, 5g Exacyl (acide tranexamique) HémoCue + consommables (lancettes, bandelettes, produit de nettoyage, cahier de maintenance)
Tiroir n°3	4 tubulures standards avec robinets, 4 cathlons 18, 16, 14 Gauge, pansements transparents, stéristrrips, compresses, garrot, corps vacutainers + aiguilles et raccords, tubes pour prélèvements sanguins : ionogramme, coag, NFS, groupe, RAI, carton pour vérification ultime pour transfusion
Tiroir n°4	4 voluven, 2 sérums hypersalés, 3 flacons fibrinogène 1.5g, 2 tubulures spiralées pour réchauffage perfusion, 2 Blood-pumps, 2 poches à pression.
Tiroir n°5	Ballonnet Backri
Tiroir n°6	1 KT central 3 voies, 1KT central 14G, 2 Seldicath 1.9mm, 2 Seldicath 1.3 mm, 2 Seldicath 0.9mm, fil, lame bistouri, câble artère-scope, cellule PA, 500 cc sérum physio+poche à pression.
Annexes	Poubelles latérale : 2 packs stériles pose KT/VVC

Le PPSB (Kanokad 3*20 ml), le sulprostone (Nalador), seront stockés dans le réfrigérateur de la pharmacie de la salle d'accouchement, le Novoseven dans l'armoire à toxiques du bloc opératoire.

La maintenance du chariot sera assurée quotidiennement par l'IADE affectée en salle de naissance. Un effort particulier sera effectué pour les médicaments onéreux : Fibrinogène (Clottafact) et PPSB (Kanokad) seront retournés à la pharmacie pour échange 6 mois avant leur péremption.